

②高融点材料の物性測定と新材料創成



宇宙で浮かせてキレイにつくる
高融点材料の
熱物性データ測定と
新たな材料の探索

国際宇宙ステーションでの材料実験

国際宇宙ステーション
「きぼう」日本実験棟で
実験進行中!


高融点材料の隠されている性質を解明します

宇宙飛行士が空中に丸い水の玉を浮かべている映像を見たことがありますか？

国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」日本実験棟には、微小重力環境を利用して、ガラスなどの高い融点をもつ物質を浮かせた状態で融かしたり、また固めたりすることができる材料実験装置があります。

1 宇宙では「容器なし」で浮遊できる

地上では液体を保持するために容器が必要ですが、微小重力環境では容易に液体を浮かせることが可能なので、容器を用いる必要がありません。そのため容器からの汚染のない無容器状態で物質の性質を測定したり、化学反応現象を解明したり、これまでにない機能を持つ材料を開発することができます。このように容器を使わずに物質を取り扱う手法を「無容器プロセッシング」といいます。



2 地上では隠れてしまう本来の物性

一方、地上で材料をつくるには、まず材料の物質をるつぼと呼ばれる容器に入れ、るつぼごと加熱して融かし、冷やして固めます。しかし、2000°Cを超えるような高温で物質を融かしていると、融体となった材料とるつぼの材料が反応し、るつぼから融けた物質が不純物として混ざってしまいます。そのため、融かした物質の性質は、地上では正確に分からなかったり、そもそも地上で取り扱うことが困難なこともあります。

3 新発想！材料を空中に浮かせて融かす、「無容器プロセッシング」

無容器プロセッシングでは、物質を浮かせたまま位置を固定し、溶融した状態の性質を詳細に調べることができます。また、容器と接触しないので高温まで加熱しても不純物の混入を防げるほか、核発生が抑制された過冷却状態をつくることができます。JAXAでは長年、静電浮遊法と呼ばれる静電場によるクーロン力を用いて位置制御を行う無容器プロセッシング技術の研究を行い、静電浮遊炉を開発しました。

JAXAが開発した「静電浮遊炉」を使えば…

融点が3000°Cになるような材料も融かして、熱物性値（密度、表面張力、粘性係数）を取得したり、容器（るつぼ）を使うことなく高純度を保ったまま融液の維持・凝固ができます。また、容器からの核発生がなく、大過冷却を実現できます。



こんなお困りがある方々、ぜひご相談下さい。

- 融点が高くなるるつぼと反応してしまう材料がある。
- るつぼの影響を減らして、信頼性の高い熱物性値を取得したい。
- 热物性値を使ったシミュレーションの精度を上げたい、など。
- 過冷却状態での物質の状態を追及したい、過冷却凝固を利用して新しい物質を作りたい。

帯電しやすい材料(金属、合金など)なら、地上でのデータ取得も！

静電浮遊炉はその名の通り、静電気を使って材料を帯電させます。この状態で電圧をかけると、クーロン力という力が発生し、電極と反発することで浮かせることが出来ます。帯電しやすい材料なら、地上でも浮かせられる可能性があるというわけです。

宇宙を目指すこと

宇宙では、帯電しにくい酸化物や半導体など地上では取得困難な材料の物性取得を目指します。さらに、熱対流を抑制した理想的な環境で試料を過冷凝固（融点より低い温度で急速に固体化）して地上に持ち帰り、試料を詳細に分析します。


4 求められる高精度データ

重工業の場合——製造プロセスのモデル精度向上

航空機や発電システムに用いられるタービンブレードなどの耐熱材料や船、橋梁などの構造材料において、鋳造・溶接といった工程の最適条件は過去の実績を基に決められてきました。しかし、近年は材料の高度化に伴い、より高精度な数値解析による援用が求められています。




素材メーカーの場合——新材料の定量的評価



金属素材産業においては、ユーザニーズの高度化と多様化、そして海外勢の能力増強が著しい状況です。成長分野において潜在需要の高い金属素材を見極め、性能面・価格面で徹底的にこだわった技術開発を行うことが求められています。そのためには偶然に頼らない定量的新材料の探索や創製プロセスの解明が望まれています。

プロジェクトの流れ




実験装置の紹介


静電浮遊炉

- STEP 1 15個の試料が入ったホルダを装填したカートリッジをセットする。
- STEP 2 直径2mm程度の試料を帯電させ、クーロン力により3対の電極間で位置制御する。
- STEP 3 加熱用レーザを照射し、試料を無容器で溶かす。
- STEP 4 溶融状態の試料の密度、表面張力、粘度を計測する。
- STEP 5 レーザによる加熱を止め、過冷却状態から凝固する様子を計測する。

静電浮遊炉の実験は地上から遠隔操作で進められ、高精度な測定を実施し、取得したデータは自動的に地上に伝えられます。



試料ホルダ



試料カートリッジ

主要諸元

種類	試料種	試料サイズ	雰囲気	加熱	測定温度
地上用	単体金属、合金	φ2mm (数十mg)	・真空(到達真空度約10 ⁻⁵ Pa)	・炭酸ガスレーザ200W ・Nd:YAGレーザ500W	299 ～3500°C
宇宙用	酸化物が主な対象。 半導体、絶縁体、合金、 単体金属も対応可	標準φ2mm (φ5mmまで対応可)	・Ar, N ₂ , 空気など(最大2気圧まで) ・真空	・980nm半導体レーザ 最大40W×4方向	299 ～3000°C

種類	プロセス中の物性値の取得			物質変化		
	表面張力	密度	粘性	浮遊	溶融	過冷却
地上用	○	○	○	○	○	○
宇宙用	○*	○	○*	○	○	○

○:可能 ○:金属系は可能 ✕:不可能 *:現在、調整中です。お問い合わせください。

基礎研究から応用利用まで

高融点材料の熱物性計測や容器からの核発生がない状態での過冷却により、材料製造プロセスの最適化や新機能材料創出につながることが期待されます。

基礎

- 高融点材料を扱う、以下の研究従事者
熱物性、構造解析、界面、結晶成長、無容器処理技術 etc.



対象者


応用

- 鋳造・溶接・溶射等の溶融金属・酸化物を取り扱う企業の
数値計算研究者
- 金属・セラミックス等の材料メーカー、半導体製造企業の研究者




浮かせて融かす！静電浮遊炉のポイント

- 溶融～凝固まで30分以内で広い温度範囲の熱物性値が測定可能



- 浮遊溶融試料は真球形状
急冷中の画像を取得

→画像解析から体積を求め密度を計算
(質量は試料を地上に回収し秤量)



$$\eta = \frac{\rho r_0^2}{5\tau}$$

$$\rho : 密度$$

$$\rho_0 : 試料の半径$$



$$\gamma : 表面張力$$

$$\eta : 粘性係数$$

$$\omega_2 : 共振角速度$$

$$\tau : 減衰係数$$

$$\gamma = \frac{\omega_2^2 \rho r_0^3}{8}$$





国立研究開発法人
宇宙航空研究開発機構 有人宇宙技術部門

本パンフレットに対するご質問や「きぼう」に関するお問い合わせはこちらへ
きぼう利用プロモーション室 Z-KIBO-PROMOTION@ml.jaxa.jp

静電浮遊炉の詳細情報(仕様紹介)
<http://iss.jaxa.jp/kiboequipment/pm/elf/>
静電浮遊炉を使いたい方へ
<http://iss.jaxa.jp/user/opp/elf.html>
試料の募集に関するお問い合わせはこちらへ
Z-ELFAO@ml.jaxa.jp

宇宙科学研究所 石川研究室
<http://ishikawa.isas.jaxa.jp/>
きぼうを使ってみませんか?
<http://iss.jaxa.jp/user/>

